

# TRIOS

Smooth, Radiant Skin in a Flash

## Teknik Özellikler

Çıkış	22J/Cm <sup>2</sup> 'e kadar
Akım	Epilasyon: 530 - 1200 nm Cilt Yenileme: 570 - 1200 nm Akne Tedavisi: 400 - 1200 nm
Vuruş Süresi	25 milisaniye
Vuruş Tekrar Oranı	0.33Hz (her 2-3 saniyede bir)
Nokta Büyüklüğü	15 X 50 mm (7.5cm <sup>2</sup> )
Ebatlar	45cm (L) x 38cm (W) x 27cm (H)
Ağırlık	17kg/37lbs
Elektrik özellikleri	220V/50 Hz ya da 1 IOV/60 Hz - 800 V/A



CE

MERKEZ: Hilal Mah. 704. Sokak No: 1/A Çankaya / ANKARA Tel: 0(312) 439 31 29 (Pbx) Fax: 0(312) 440 58 28

ŞUBE: Mevlüt Pehlivan Mah. Celal Atik Sokak No:4/2 Mecidiyeköy/İSTANBUL Tel: 0(212) 217 30 01 (Pbx) Fax: 0(212) 217 30 03

[www.cosmo-plus.com.tr](http://www.cosmo-plus.com.tr)



TRIOS



## Her şey burada başlıyor

Dünya IPL sektörünün tam merkezinde yaratılan TRIOS, IPL temelli sistemlerin geliştirilmesinde 20 yıldan fazla mühendislik deneyimine sahip bir ekip tarafından geliştirilmiştir. Trios, epilasyondan akne tedavisine kadar değişen estetik ve güzellik sektöründe en çok talep gören IPL uygulamalarını sunan bir fototerapi sistemidir.

## Daha Fazlasını Sunma Olanakları

Trios içerisinde çok yönlü uygulamalar barındıran modüler bir sistemdir, birçok estetik çözümü bir arada sunabileceğiniz tedavi imkanı sunar:

- Epilasyon ve aşırı tüylenme tedavisi
- Vasküler tedaviler
- İnce çizgi ve kırışıklıklar
- Ciltteki lekeler(Efelid, lentigo vs)
- Akne tedavisi

## Sayılsız Avantaj

Trios, kullanıcılara her seviyede kesintisiz performans, güvenli ve etkin uygulama sunacak şekilde tasarlanmıştır.

Trios, profesyonellere birçok avantajı bir arada sunuyor:

- Cilt seviyesinde uygulanan 22 J/cm<sup>2</sup>'lik enerji etkin ve maksimum sonuçlar almayı mümkün kılar
- Özel program ayarları hastalarınız için en uygun tedaviyi seçebilmenizi mümkün kılar
- Maksimum güvenilirlik; en yüksek standartlarda üretilmiştir
- Güvenli tasarım: gelişmiş bilgisayar kontrol sistemi sayesinde tedavi performansı güvence altına alınmıştır, böylece tedavi uygulamalarında riske yer bırakmaz
- İlk uygulamadan sonra gözle görünür sonuçlar
- Hızlı ve konforlu tedavi




“Yumuşak bir dokunuş ,rahat bir yaşam ”


## Hedeflediğiniz Sonuçları Alın

Selektif fototermoliz adı verilen bu yöntem ile Trios atış şeklinde ışık enerjisi üretir. Bu ışık hedef alınan kromoforlar tarafından emilir ve arzu edilen klinik sonuca ulaşmak üzere özel bir biyolojik süreci harekete geçirir.


### Epilasyon



### Cilt Yenileme



### Akne Tedavisi



- Benzersiz, ergonomik el aparat tasarımı
- Portatif taşınabilir cihaz özelliği
- Geniş tedavi başlığı ( 7.5 cm<sup>2</sup>)
- Azaltılmış tedavi süresi
- Arttırılmış verimlilik
- Tedavi başına daha az atış
- Yüksek tekrarlıma hızı
- Daha kısa tedavi süreleri
- Bir gün içerisinde daha fazla tedavi imkanı sağlayan çoklu tedavi uygulamaları
- Uzun lamba ömrü (300,000 atış)